

# 快乐妈咪 快乐宝贝

爱上哺乳



SWISS QUALITY 

 **ARDO**  
Hospital Recommended

安朵产品可节省大量时间，为妈妈们保留一些独立时间 – 因为对每位哺乳期的妈妈而言，空闲时间无疑是一种奢求。

快乐妈咪 快乐宝贝



## 充满灵感的母乳喂养用品

多年以来，作为医院和母乳喂养专家值得信赖的合作伙伴，安朵始终能够满足其母婴范围内的最高要求 – 不论是在家中或是在医院。纵观这一切，妈妈们及其需求始终是我们关注的焦点。一个婴儿的诞生是令人喜悦的，但这同时也是一项巨大的挑战，意味着休闲活动的机会大大减少。这就是安朵致力于开发母乳喂养产品来为新妈妈们解决这类问题的原因。

### 安朵 – 爱上哺乳

作为一家瑞士企业，安朵不仅注重其产品的安全和品质，同时也极其重视其对社会和环境的责任。因此，我认为自身有义务、有责任提供世卫组织规定的产品，因为前几周的恰当哺乳调理能够确保长期哺乳的顺利进行。

#### 值得信赖的益处

- 经过特别设计的完整产品范围
- 超高卫生标准
- 可靠、成熟的瑞士品质
- 丰富的专业知识（得益于多年与医院合作的经验）
- 物超所值

## 安朵舒安吸乳器系列

无论是手动或是电动，初学者是专业人士 – 安朵吸乳器均能够提供最大的舒适度并满足最高的卫生和安全标准。成熟的哺乳解决方案可适用于医院或出租使用。

### 适用于每位妈妈的理想产品

安朵拥有一款适用于每位妈妈在医院和家中使用的理想产品。这款吸乳器精致而高效，并且操作简单方便。其美观紧凑的外观设计及其超高的性价比令许多妈妈对其青睐有加。安朵吸乳器能够帮助解决母乳喂养中遇到的难题，灵活满足妈妈们的需求，提升幸福感。



## “真空密封”技术



“真空密封”技术，满足高标准的卫生和安全要求

事实证明，“真空密封”技术可充当100%细菌屏障，避免母乳或杂质进入连接管和动力泵。这项技术可为母乳提供可靠保护，隔绝污染，从而防止感染。



# 可琳

医用级可出租吸乳器

安朵开发出了医院级可琳吸乳器，以满足妈妈们及医疗专业人员最严格的要求。这款吸乳器功能强大、可靠并采用非常合适的敏感吸泵，以满足不同需求。

## 独特、单独调节的刺激和吸乳模式

这款可琳医院级吸乳器拥有多种优势：性能强劲，但在敏感情况下也同样适用。得益于其双活塞技术，这款产品在双泵模式中同样无与伦比。可琳医院级吸乳器其他较受欢迎的特点还包括可随时在吸乳和刺激模式之间进行转换、宽大的彩色显示器以及直观的菜单控制。“真空密封”技术可确保最大的安全性和卫生性。





- 轻触按钮，即可启动全自动吸乳
- 真空吸力强度和循环频率均可单独调节 – 不论在刺激模式或在吸乳模式中
- 在刺激和吸乳模式间轻柔转换
- 可随时在刺激和吸乳模式间切换
- 敏感设置，适用于溃烂或疼痛乳头
- 易于使用和清洁
- 现已配备内置可充电电池
- 配有可移动支架
- 可租用

## 个人模式

安朵吸乳器适于妈妈的个人需求和宝宝的单独吸乳活动。  
真空吸力强度和循环频率均可单独调节。

### 适用于想要自行调节的妈妈們

妈妈们想要自行调节周期次数和真空吸力强度，以满足其个人需求。**可琳是第一款支持在刺激和吸乳模式中独立控制周期次数和真空吸力强度设置的吸乳器。**




简单独特 - “敏感程序”：缓慢轻柔的启动循环和真空吸力设置，尤其适用于乳头疼痛和脆弱的妈妈们。



# 吸乳套装

医院专用吸乳套装



可重复使用

- 可消毒
- 内含26毫米乳罩杯
- 提供其他乳罩杯尺寸
- 适用于出租吸乳器
- 卫生屏障：采用“真空密封”技术，100%隔绝污染



# 单个妈妈72小时吸乳套装

72小时医院专用吸乳套装




72小时使用

- 可连续使用72小时，无需消毒（成熟的清洁程序）
- 使用时间更长、更划算—节省时间，可替代一次性产品
- 单独调节、节省空间、无菌
- 五种无菌乳罩杯尺寸可选
- 可重复使用的环保解决方案
- 备件包：可洗储物袋、两个吸乳器套装，可贴标签
- 卫生屏障：采用“真空密封”技术，100%隔绝污染



# 单个妈妈早产儿吸乳器套装

新生儿病房专用吸乳器套装



## 单次使用

- 一次性吸乳套装，专为新生儿病房设计
- 无菌独立包装
- 导管和接头集成在动力泵中
- 卫生屏障：采用“真空密封”技术，100%隔绝污染
- 符合最高标准的卫生要求



## 安朵吸乳套装 – 专为医院使用而设计



在大大小小的医院中，有一个共同点是：均优先采用安朵吸乳套装系列产品来满足不断变化的需求。高品质吸乳解决方案能够提供最高的安全性，并且易于与不同的乳汁容器结合使用，更加灵活方便：除玻璃奶瓶外，您也可以选择不含双酚A的塑料奶瓶，如一次性奶瓶（80、140和230毫升）、可重复使用的奶瓶（150毫升）和一次性初乳奶瓶（45毫升）。实用冷藏奶瓶包中包含所有这些奶瓶。

# 可丽哺

电动吸乳器

## 轻柔吸乳器

适用于在母乳喂养期间仍想要享受自由以及想要最大灵活性的妈妈们。

### 使用极为方便 – 无论您身在何处

如果哺乳期的妈妈们想要定期吸乳并延长吸乳间隔，但又不希望以任何形式限制其自由，可丽哺吸乳器是首选。这款吸乳器在操作时非常安静，因此您可以享受舒适而又隐蔽的吸乳。但其吸力却又十分强劲。由于其安静而又轻柔的特点，在使用这种吸乳器的同时，您还可以做其他事情，比如打电话。可丽哺吸乳器能够满足最高标准的卫生要求并为哺乳期妈妈们提供最高的安全性。其他优点还包括其美观而又紧凑的外观设计。

最新  
可丽哺单+  
双边吸乳器



- 超静音
- 使用简单、直观
- 吸力（真空）和频率设置可单独调节，并且彼此之间也是相互独立的
- 物超所值
- 品质保证
- 高效 – 最新可丽哺双边电动吸乳器可节约一半的吸乳时间

个人模式



卫生屏障



真空密封

超静音超轻柔



Guarantee  
Plus+



## 节约一半的吸乳时间

采用安朵产品进行双边吸乳是指可同时从两侧乳房吸乳 – 轻柔而快捷。这种方式可刺激乳汁分泌并减少一半的吸乳时间。

### 与单边吸乳器相比，双边吸乳器的优势

#### 双边吸乳器可促进乳汁产出<sup>1,2,3</sup> 并提高催乳素水平<sup>3,4,5</sup>

双边吸乳能够为乳汁产出提供最佳刺激，从而令妈妈们能够产出更多的乳汁。

#### 参考文献

- 1) Jones E, Dimmock PW, Spencer SA. A randomised controlled trial to compare methods of milk expression after preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 85 F91-F95
- 2) Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. Effects of pumping style on milk production in mothers of non-nursing preterm infants. J. Hum Lact 1999; 15: 209-216
- 3) Hill PD, Aldag JC, Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pum-ping on milk volume ana prolactin levels: a pilot study. J. Hum Lact 1996; 12:193-199
- 4) Zinaman MJ, Hughes V, Queenan JT, et al. Acute prolactin an oxytocin responses andmilk yield to infant suckling and artificial methods of expressions in lactating women. Pediatrics 1992; 89:437.440

#### 节约一半的吸乳时间<sup>6</sup>

吸乳只需10-15分钟。尤其适用于吸乳所需时间较长的妈妈们，如职场妈妈、早产儿和患病儿妈妈，或者因任何原因导致其宝宝无法含住乳头的妈妈们。

- 5) Auerbach KG. Sequential and simultaneous breast pumping: a comparison. Int J Nurs Stud 1990;27:27:257- 265
- 6) Groh-Wargo S, Toth A, Mahoney K et al. The utility of bilateral breast pumping system for mothers of premature infants. Neonatal Netw 1995;14:31-36 JC, Chatterton RT. The effect of sequential and simultaneous breast pumping on milk volume a prolactin levels:a pilot study. J. Hum Lact 1996; 12: 193-199

# 可丽哺

单边电动吸乳器



可丽哺单边电动吸乳器使用简单，是所有新妈妈们的理想选择。。

**内含：**可丽哺吸乳器 + 包含26毫米乳罩杯的吸乳套装 + 储奶瓶底座 + 电源接线

# CALYPSO DOUBLE PLUS

DOUBLE ELECTRIC BREASTPUMP



使用可丽哺双边电动吸乳器，您可以同时对两侧乳房进行吸乳。这款吸乳器能够帮助刺激乳汁产出并将吸乳时间缩短一半。配有三种不同尺寸的乳罩杯，确保每位妈妈都能找到适合自己乳头的尺寸。

**内含：**可丽哺吸乳器 + 2 x 包含26毫米乳罩杯的吸乳套装 + 电源接线 + 2 x Optiflow按摩软罩 + 2个31毫米乳罩杯和28毫米内嵌式乳罩杯 + 清洁刷 + 双瓶架



# 可丽哺出游套装

双边电动吸乳器出游套装



采用可丽哺双边电动吸乳器，您能够从两侧乳房同时吸乳 - 同时配备外出时所需的所有配件。三种不同尺寸的乳罩杯保证每个妈妈都能找到适合自己的尺寸。

新特点：此款吸乳器现配有转换手柄，因此也可进行手动吸乳。

**内含：**可丽哺吸乳器 + 2 x 包含26毫米乳罩杯的吸乳套装 + 电源接线 + 2 x Optiflow按摩软罩 + 2个31毫米乳罩杯和28毫米内嵌式乳罩杯 + 清洁刷 + 双瓶架 + 6个储奶瓶 + 哺乳包 + 袋子 + 母乳冷藏包 + 蓝冰 + 手柄

# 单边吸乳器

单边吸乳套



**内含：**吸乳套装

# 双边吸乳器

双边吸乳套装



**内含：**2 x 吸乳套装

# 爱瑞吸乳器

简易版手动吸乳器

爱瑞手动吸乳器品质上乘，同时采用符合人体工学的设计。

## 高效、舒适、手动吸乳

如此多的妈妈们和专业医护人员将爱瑞手动吸乳器作为最佳选择的原因很简单 - 易于满足每位妈妈的需求。带有多种尺寸的乳罩杯，可适应不同乳头尺寸，采用符合人体工学的旋转手柄,不论是习惯用右手、左手或者手掌较小的妈妈们均可使用。



- 手动吸乳，吸乳更轻柔
- 符合最高的安全与卫生标准
- 具有自动按摩效果的Optiflow按摩软罩
- 独立调节



内含：包含31毫米乳罩杯的吸乳套装 + Optiflow按摩软罩 + 26毫米乳罩杯和28毫米内嵌式乳罩杯 + 清洁刷 + 储奶瓶底座



Guarantee  
Plus +

## 适合于您的乳罩杯


三种不同的乳罩杯尺寸（分别于可丽哺单边双边、可丽哺出游套装和爱瑞吸乳器相配套），确保每位妈妈都能够找到适合自己乳头的尺寸。

### 专注为您

选择适当的乳罩杯尺寸：

- 乳头能够在乳罩杯的漏斗形部位自由活动，且能随着抽吸做有节奏的运动
- 没有或只有很少乳晕组织位于漏斗形部位
- 吸乳时乳汁应能够正常流动，并且吸乳完成后乳房各处触感柔软

**独特保证：**保证期更长，不论购买日期，安朵是唯一一家提供完整功能保障的制造商，确保工作时长至少达到400小时





## 安朵舒柔哺乳用品系列

安朵当前的舒柔哺乳用品系列表明，安朵了解哺乳期妈妈们的需求以及如何令其生活更加轻松。

### 安朵考虑到了一切可能

从乳头修护霜、实用的吸乳装置、常用配件再到防溢乳垫和存储解决方案 – 安朵已开发出的所有产品都是为了帮助妈妈们更好地进行哺乳。

# 日夜两用防溢乳垫

一次性防溢乳垫

日夜两用防溢乳垫可提供最高的可靠性和舒适性，不论白天或夜晚。

最新



## 舒适与保护

得益于其独特的防漏保护，不论白天或夜晚，日夜防溢乳垫都能够提供卓越的防漏效果。这种防溢乳垫佩戴柔软舒适，能够完美地适应乳房形状。采用双胶粘带，确保牢固地粘在胸罩上。哺乳期妈妈们都非常青睐这款集完美防护和肌肤舒适感于一身的最佳组合。

- 侧边防漏保护，更加可靠
- 具有吸水性，佩戴舒适
- 符合人体工学的3D设计
- 独立包装，更加卫生

内含：60或30片装一次性防溢乳垫

# 百合防溢乳贴®

硅胶乳垫



完全干爽，感觉舒适

- 非吸收性
- 对乳头施加恒压，有效防止渗漏
- 创新设计
- 可使用总时段长达两个月
- 透气，呵护您的肌肤
- 在衣物下几乎完全隐形 – 即使在穿着泳衣、运动装或者晚礼服时仍是隐形的

内含：2片硅胶乳贴

# 郁金香

乳头保护罩



专为溃烂、疼痛乳头设计

- 帮助解决吮吸或闭锁问题
- 也适用于形状异常的乳头
- 易于早产儿吮吸
- 缓解乳头溃烂、疼痛

\*约于2014年第3/4季度起提供收纳盒

内含：2个乳头护罩，尺寸为M或L号

# 冷热两用敷垫

乳房组织敷布



## 舒缓作用

- 可用作加热或冷却敷布
- 开口较大，避免接触敏感乳头
- 组织形状，也可缓解腋窝腺组织的硬化
- 质地柔软，保护皮肤 – 也可重复使用，干净卫生

内含：1片冷热两用敷垫+ 1个织物套

# 乳头修护霜

羊毛脂乳头修护霜



## 干燥、敏感乳头适用

- 用于乳头护理，防止皮肤干燥
- 缓解炎症并滋润皮肤，加速愈合
- 纯天然产品，低致敏，不含添加剂或防腐剂
- 哺乳前无需洗去
- 皮肤感觉温和，无特殊气味
- 100 %纯羊毛脂

内含：30毫升或10毫升



## 安朵便捷哺乳用品及配件系列

哺乳期是人生一段难忘而又紧张的时光。安朵开发出的创新产品可为哺乳期妈妈们带来更多欢乐。

### 创新、实用产品

安朵产品覆盖了您所需要的各个方面，令每天的哺乳更加方便：经周密设计的产品令妈妈们的生活更加轻松惬意。



# 冷冻容易

母乳保鲜袋



卫生方便

- 母乳直接流存到保护袋中
- 独特功能：内置温度指示计
- 装满的母乳袋可自行站立
- 双涂层，防止异味
- 附加防撕裂保护

内含：20个母乳袋 + 2个可重复使用的拉链紧固件

# 清洁容易

微波袋



快速安全

- 安全快速清洗
- 易于使用
- 可使用100次（5个微波袋）
- 节约能源和费用

内含：5个微波袋 = 100次蒸汽清洗

## 实用配件

### 单边吸乳套装

单边吸乳套装

- 适用于可琳或可丽哺吸乳器系列
- “真空密封”技术，100%隔绝污染



### 爱瑞手动转换装置

手动吸乳器转换手柄

- 轻松将安朵吸乳套装转换为爱瑞手动吸乳器，非常划算。



### 双边吸乳套装

双边吸乳套装

- 适用于可琳或可丽哺吸乳器系列
- “真空密封”技术，100%隔绝污染



### OPTIFLOW按摩软罩

高效按摩衬垫

- 31毫米乳罩杯
- 自动按摩效果
- 柔性、丝滑硅树脂
- 与相应尺寸的乳罩杯配套



### 配件包

吸乳器配件

- 2个唇阀
- 1个隔绝薄膜盘
- 1个管接头



### 个性化乳罩杯套装

适用于各种乳房尺寸的乳罩杯套装

- 确保最佳吸乳效果
- 适用于各种乳头尺寸
- 尺寸包括22、28、31和36毫米



## 玻璃储奶瓶

玻璃制医用级储奶瓶

- 环保替代品，130毫升
- 对母乳进行长时间保温



## 初乳收集瓶

用于收集初乳

- 即使最少量的乳汁也能够完整收集
- 可消毒



## 一次性储奶瓶

用于吸乳

- 采用高品质、不含双酚A的塑料制成，尺寸包括80毫升、140毫升和230毫升
- 初乳奶瓶底部为弧形，刻度为1毫米，尺寸为45毫升
- 无菌并带有螺旋盖



## 母乳喂养包

美观实用布袋

- 采用耐用材质制成
- 包内分区实用，包含一个附加照片袋
- 带有肩带和婴儿车附件



## 母乳喂养杯

替代喂养方法

- 适用于吮吸或含接乳头困难的婴儿
- 避免导致乳头混淆
- 弧形，降低误吸危险



## 母乳冷藏包

安全运送母乳

- 耐磨冷却包
- 可储存母乳长达24小时
- 包含3个蓝冰冷却组件





母婴



抽吸技术



新生儿护理



压疮管理

安朵（上海）母婴护理用品有限公司  
上海市浦东新区东方路3601号丰华园8号楼6003室  
电话：021 64297020  
传真：021 64297022  
网址：[www.ardo.com.cn](http://www.ardo.com.cn)

 **ARDO**  
Hospital Recommended